

К-плюс,
виртуальный
симулятор
аускультации
звуков сердца и
лёгких

virtumed
УЧИТЬ И ВДОХНОВЛЯТЬ





Особенности симулятора К-плюс

- Симулятор К-плюс с широким набором различных звуков сердца и легких предоставляет возможность научиться различать различные шумы в легких и тоны сердца;
- Во время тренинга можно использовать обычный фонендоскоп;
- Два манекена: аускультация лёгких и аускультация сердца;
- Управление симулятором осуществляется с беспроводного планшетного компьютера.

virtumed
УЧИТЬ И ВДОХНОВЛЯТЬ






Отрабатываемые навыки

- Аускультация звуков сердца – 36 случаев;
- Аускультация звуков сердца и интерпретация ЭКГ – 52 случая;
- Аускультация лёгких – 32 случая;
- Пальпация артериального пульса;
- Наблюдение за яремной веной;
- Пальпация верхушечного сердечного толчка.

virtumed
УЧИТЬ И ВДОХНОВЛЯТЬ





Функциональные ВОЗМОЖНОСТИ



- **Особенности кардиологической версии:**
 - 5 точек для аускультации звуков сердца;
 - 8 точек для пальпации артериального пульса;
 - 2 точки для наблюдения за яремной веной;
 - 3 точки для пальпации верхушечного сердечного толчка;
 - 3 точки для аускультации звуков дыхания;
- **Особенности версии «Аускультация звуков лёгких»:**
 - световой индикатор вдоха;
 - аускультация возможна спереди и сзади одновременно;
 - справочная информация включает рентген-снимки, данные КТ и бронхоскопии;
 - регулировка громкости;
 - 7 точек аускультации спереди и 8 точек – сзади.

Более подробная информация на сайте
virtumed.ru

